

Comfort Vision, Comfort Life



DAENS
DRUON

Rx Progressive Lens



Is D1 to D7 DAGAS Digital Free-Form? هل عدسات D1 DAGAS إلى D7 ديجيتال فري فورم ؟

نعم! yes



Index : الضغط
1.50, 1.55, 1.60, 1.67
PT 1.55, TR 1.50, TR 1.60, TR 1.67
Corridor Length : طول الممر
9, 11, 13, 15, 17
Type : النوع
Super Hydrophobic
UV Protection :
حماية من الأشعة فوق بنفسجية
400nm



Index : الضغط
1.50, 1.55, 1.60, 1.67, 1.74
PT 1.55, TR 1.50, TR 1.60, TR 1.67
Corridor Length : طول الممر
9, 11, 13, 15
Type : النوع
Super Hydrophobic
UV Protection :
حماية من الأشعة فوق بنفسجية
400nm



Index : الضغط
1.50, 1.55, 1.60, 1.67, 1.74
PT 1.55, TR 1.50, TR 1.60, TR 1.67
Corridor Length : طول الممر
9, 11, 13, 15
Type : النوع
Super Hydrophobic
UV Protection :
حماية من الأشعة فوق بنفسجية
400nm

and then, بالإضافة إلى

Back Surface Progressive Lens(Free Form)
عدسة متدرجة الرؤية بطبقة خلفية فري فورم



Index : الضغط
1.50, 1.55, 1.60,
PT 1.55
Corridor Length:
طول الممر 9
Type : النوع
Super Hydrophobic
UV Protection:
حماية من الأشعة
الفوق بنفسجية
400nm



Index : الضغط
1.50, 1.55, 1.60,
1.67, 1.74
Corridor Length:
طول الممر 11, 15
Type : النوع
Super Hydrophobic
UV Protection:
حماية من الأشعة
الفوق بنفسجية
400nm



Index : الضغط
1.50, 1.55, 1.60
Corridor Length:
طول الممر 10
Type : النوع
Super Hydrophobic
UV Protection:
حماية من الأشعة
الفوق بنفسجية
400nm

عدسة بطبقة خلفية
أسفيريك أحادية
الرؤية فري فورم
Back Surface Aspheric
Single Vision lens
(Free Form)



Index : الضغط
1.50, 1.55, 1.60,
1.67, 1.74, PT 1.55,
TR 1.50, TR 1.60, TR 1.67
Type : النوع
Super Hydrophobic
UV Protection:
حماية من الأشعة
الفوق بنفسجية
400nm

عدسة بطبقة أمامية
متدرجة الرؤية
Front Surface
Progressive Lens



Index : الضغط
1.55, 1.60, 1.67
Corridor Length:
طول الممر 11, 13, 15
Type : النوع
Super Hydrophobic
UV Protection:
حماية من الأشعة
الفوق بنفسجية
400nm

* Also available in Hard and AR(HMC) coat.

* 1.50 Index is UV Protection 355nm.

* متوفرة أيضا هارد كوت و HMC - AR

* يوفر ضغط 1.50 حماية من الإشعة فوق البنفسجية 355 nm.



DAGAS Coating performance


مميزات عدسات DAGAS

DAGAS
Coating

Offering an outstanding performance on durability, heat resistance and reducing night glare.

تتميز عدسات داقاس بقوة تحمل مضاعفة ومقاومة الحرارة والحد من وهج الليل.

Coating



Flawless Coating

Flawless Coating
طبقات خالية من العيوب

- 97% Penetration
 - High Adhesion
 - Clear color in Green
 - Flawless coating
- نفاذية عالية 97%
صلابة عالية
شفافية عالية
حمايه شاملة



Contact Angle Test
اختبار سطح العدسة

Contact Angle Test اختبار سطح العدسة



Other Anti-Reflective Lens عدسة أخرى مضادة للانعكاس



DAGAS Lens DAGAS عدسة



Long Lasting Water Repellent (Hydrophobic) Performance



خاصية مضادة للمياه تدوم طويلا

- Clean lens even in the rain
 - Less Smearing
 - Long lifetime
- عدسة صافية حتى في المطر
مقاومه للتخط
تدوم طويلا





DAGAS Coating performance

مميزات عدسات DAGAS

DAGAS
Coating

Excellent Durability **قوة تحمل ممتازة**

Increased durability and scratch-free vision **قوة تحمل مضاعفة ورؤية خالية من الخدوش**



Other
Anti-Reflective Lens
عدسة أخرى مضادة للانعكاس



Other
Super Hydrophobic Lens
عدسة أخرى ضد الماء




DAGAS Lens
عدسة DAGAS

Maximum Transmission Technology **تقنية نفاذية عالية**

High transmissivity and
low reflectivity
تقنية نفاذية عالية وانعكاس أقل



Other
Anti-Reflective Lens
عدسة أخرى مضادة للانعكاس



DAGAS Lens
عدسة DAGAS

Superior Smudge and Fingerprint Resistance

Repels water,
oil, dust and dirt
ضد الماء والزيت والغبار والتلطيخ




Other
Anti-Reflective Lens
عدسة أخرى مضادة للانعكاس




DAGAS Lens
عدسة DAGAS

No Glare

Unwanted reflection and
night glare are virtually eliminated
تمنع الانعكاس وتحد من وهج الليل



Other
Anti-Reflective Lens
عدسة أخرى مضادة للانعكاس




DAGAS Lens
عدسة DAGAS

DAGAS

Digital Free-Form Lens عدسات ديجيتال فري فورم

Digital Free-Form Lens Design تصميم عدسات ديجيتال فري فورم



Digital Back Surface Progressive Technology تدرج الرؤية في الطبقة الخلفية للعدسة بتقنية الديجيتال

With computer aided design, free form lenses combine information from your subjective refraction, the selected frame and the fitting geometry. An ideal progressive lens is then determined by computer until a final prescription is produced that most closely matches an ideal lens. Compared to conventional lenses, vision will be 20% to 30% wider.

بالاستناد الى أجهزة الكمبيوتر في التصميم، عدسات الفري فورم عبارة عن مزيج من البيانات الطبية والشكلية والهندسية المناسبة.

الطريقة الأفضل لتصنيع العدسة المثالية هي باستخدام جهاز الكمبيوتر لإيجاد الوصفة الطبية الأنسب للمريض، مما يجعلها 20% إلى 30% أفضل مقارنة بالعدسات الطبية العادية.





D1 Digital Free-Form Lens with Wide Near Zone

عدسة DAGAS ديجيتال فري فورم لرؤية واسعة من المسافة القريبة

Digital Free-Form Lens



General Benefits

- Combination of Soft and Hard Design -Standard
- Dynamic activity enabled thanks to Soft Design in distance zone
- Wide near zone owing to adaptation of Hard Design
- Inset placement 2.5mm

مزايا عامة

- شاملة على معايير تصميم العدسة الصلبة والليونة.
- تمكين النشاط الديناميكي بفضل تصميم العدسة الليونة للمسافة البعيدة.
- رؤية واسعة في المسافات القريبة بفضل التكيف مع تصميم العدسات الصلبة
- مستوى الضغط 2.5 ملم




Good Choice For

- Good choice for first time wearers
- Price sensitive patients looking for Dagas digital Progressive lens

الإختيار المثالي

- للتجربة للمرء الأولي.
- للحصول على عدسة ديجيتال بأفضل سعر



Digital Free-Form D1

*PT, TR : Photochromic

Index	1.50	1.55	1.60	1.67	*PT	*TR		
					1.55	1.50	1.60	1.67
Corridor Length	9mm, 11mm, 13mm, 15mm, 17mm							

DAGAS



D3 Digital Free-Form Lens with wide field of view in distance and near zone


عدسة DAGAS ديجيتال فري فورم لرؤية واسعة من المسافة البعيدة والقريبة

Digital Free-Form Lens



Digital Free-Form Lens عدسات ديجيتال فري فورم D3

D3



The Most Balanced Design التصميم الأكثر توازنا



General Benefits

مزايا عامة

- The most balanced design from near to distance vision
• التصميم الأكثر توازن من المسافات القريبة إلى البعيدة.
- Wide field of view in distance and near zones
• مجال رؤية واسع للمسافات القريبة والبعيدة.
- Inset placement 2.5mm (Variable from 0mm to 4.0mm)
• مستوى الضغط 2.5 ملم (يتنوع من 0 ملم الى 4.0 ملم)
- Quick adaptation
• تكيف سريع
- 4 corridor lengths available
• مزوده بـ 4 أطوال مصر (كوريدور)




Good Choice For

الإختيار المثالي

- First time wearers

- للارتداء للمرة الأولى



Digital Free-Form D3

*PT, TR : Photochromic

Index	1.50	1.55	1.60	1.67	1.74	*PT	*TR		
						1.55	1.50	1.60	1.67
Corridor Length	9mm, 11mm, 13mm, 15mm								


DAGAS



D7 Digital Free-Form Lens with Clear vision in Distance Zone

عدسة DAGAS ديجيتال فري فورم للرؤية واضحة من المسافة البعيدة

Digital Free-Form Lens



Individual Customized Design

تصميم مخصص حسب الطلب D7



General Benefits

مزايا عامة

- Clear vision in distance zone for active lifestyle wearers **رؤية واضحة من المسافات البعيدة لممارسة الأنشطة اليومية.**
- Personalized progressive lens **عدسة متدرجة الرؤية بتصميم مخصص**
- Hard design with less distortion at the edge **عدسة صلبة أقل انحرافاً في الحواف.**
- Minimized swimming effect by getting rid of unnecessary astigmatism at the edge **تقلل من التأثير أثناء السباحة بالتخلص من الانحرافات غير ضرورية في الحواف.**
- Individual customization by applying frame information **تصميم مخصص عبر استخدام بيانات الإطار**
- Inset placement 2.5mm (Variable from 0mm to 4.0mm) **مستوى الضغط 2.5 ملم (يتنوع من 0ملم الى 4.0 ملم)**




Good Choice For

- People who want premium progressive lens and for outdoor people

الإختيار المثالي

- للراغبين بعدسة متدرجة الرؤية مميزة وممارسة الأنشطة الخارجية

*PT, TR : Photochromic



Digital Free-Form D7

Index	1.50	1.55	1.60	1.67	1.74	*PT	*TR		
						1.55	1.50	1.60	1.67
Corridor Length	9mm, 11mm, 13mm, 15mm								

DAGAS

D7

Digital Free-Form Lens with
Clear vision in Distance Zone

عدسة DAGAS ديجيتال فري فورم لرؤية واضحة من المسافة البعيدة



Digital Free-Form
Lens



Other Lens
عدسة أخرى



Digital Free-Form D7
عدسة ديجيتال فري فورم D7



* 20~30% wider vision compared to conventional progressive lens
20~30% رؤية أوسع مقارنة بالعدسة التقليدية

DAGAS



All in One by


DAGAS

Digital Free-Form Progressive Lens


عدسات DAGAS متدرجة الرؤية ديجيتال فري فورم

Digital Free-Form Lens

Distance للمسافة البعيدة



DAGAS Digital Free-Form Progressive Lens
عدسات دقاس متدرجة الرؤية ديجيتال فري فورم



Conventional Progressive Lens
عدسات تقليدية متدرجة الرؤية

Intermediate للمسافة المتوسطة



DAGAS Digital Free-Form Progressive Lens
عدسات دقاس متدرجة الرؤية ديجيتال فري فورم



Conventional Progressive Lens
عدسات تقليدية متدرجة الرؤية

Near للمسافة القريبة



DAGAS Digital Free-Form Progressive Lens
عدسات دقاس متدرجة الرؤية ديجيتال فري فورم




Conventional Progressive Lens
عدسات تقليدية متدرجة الرؤية

Combination of the most advanced digital surfacing technology enables accuracy and optimization مزيج من أحدث تقنية ديجيتال على سطح العدسة لتوفر دقة وجودة عالية.

Providing individual and customized design according to your personal data. توفير تصميم مخصص وفقا لبياناتك الشخصية

No blurring and tolerance on the edge of the lens. متانة ووضوح في أطراف العدسة



DAGAS









All in One by

DAGAS

Digital Free-Form
Progressive Lens
عدسات DAGAS متدرجة الرؤية ديجيتال فري فورم

Digital Free-Form
Lens

تصميم أسفيريك Spherical Design	اسطح العدسة الأمامي تصميم أسفيريك Front Surface Aspheric Design	اسطح العدسة الخلفي تصميم أسفيريك Back Surface Aspheric Design
		
		
Distorted رؤية غير واضحة	Narrow vision رؤية ضيقة	Wide and clear vision (Slim and Light) رؤية واضحة وواسعة (رقيقة وخفيفة)



Digital Free-Form D1



Digital Free-Form D3



Digital Free-Form D7

DAGAS



DAGAS

Digital Free-Form Progressive Lens
عدسات DAGAS متدرجة الرؤية ديجيتال فري فورم

Digital Free-Form
Lens

Reduced Distortion الحد من انحراف الرؤية




DAGAS Digital Free-Form Progressive Lens
عدسة DAGAS متدرجة الرؤية ديجيتال فري فورم



Conventional Progressive Lens
عدسة فري فورم تقليدية

Minimize all distortion and shimmering effect الحد من تشوش الرؤية و الوهج



Front Surface
السطح الأمامي

Conventional
Progressive Lens
عدسة فري فورم تقليدية

السطح الخلفي
Back Surface



DAGAS Digital Free-Form Progressive Lens
عدسة DAGAS متدرجة الرؤية
ديجيتال فري فورم

DAGAS



SMART Digital Free-Form Lens for indoor use

عدسة DAGAS ديجيتال فري فورم للاستخدام في الأماكن المغلقة

Digital Free-Form Lens



Office Lens للاستخدام المكتبي

General Benefits

- Designed primarily for use of office type environment عدسة مصممة خصيصا للاستخدام المكتبي
- Provide wide/clear vision for reading and intermediate view توفر رؤية واضحة وشاسعة للقراءة وللمسافة القريبة
- Inset placement (1.5mm) مستوى الضغط (1.5 ملم)
- 9mm corridor length available مسافة العمر 9 ملم
- Ease tension of eye and neck from excessive use of computer تخفف آلام العين والرقبة بسبب الاستخدام المفرط للكمبيوتر

Good Choice For


- People who want the best solution for any close working environment

مزايا عامة

- عدسة مصممة خصيصا للاستخدام المكتبي
- توفر رؤية واضحة وشاسعة للقراءة وللمسافة القريبة
- مستوى الضغط (1.5 ملم)
- مسافة العمر 9 ملم
- تخفف آلام العين والرقبة بسبب الاستخدام المفرط للكمبيوتر

الإختيار المثالي

- لممارسة الأنشطة المختلفة من مسافات قريبة.





Accommodation Distance with Office Lens in Meter

Prescribed Add Power	Degression Area	Intermediate Area	INSET
0.75	-0.50	4.0m	1.5
1.00	-0.50	-0.75 2.0m ~ 4.0m	1.5
1.25	-0.50	-1.00 1.33m ~ 4.0m	1.5
1.50	-0.50	-1.25 1.0m ~ 4.0m	1.5
1.75	-0.50	-1.50 0.8m ~ 4.0m	1.5
2.00	-0.50	-1.75 0.67m ~ 4.0m	1.5
2.25	-0.50	-2.00 0.57m ~ 4.0m	1.5
2.50	-0.50	-2.25 0.5m ~ 4.0m	1.5
2.75	-0.50	-2.50 0.44m ~ 4.0m	1.5
3.00	-0.50	-2.75 0.4m ~ 4.0m	1.5
3.25	-0.50	-3.00 0.36m ~ 4.0m	1.5
3.50	-0.50	-3.25 0.33m ~ 4.0m	1.5

OFFICE degree measurement by Location

example) In case, distance power S 0.00 , ADD : +2.00, power measurement by location



*PT : Photochromic

Index	1.50	1.55	1.60	*PT 1.55
Corridor Length	9mm			






COMFORT

DAGAS كـمفـورـت ديجيتال فري فورم لرؤية واضحة من المسافات القريبة



Digital Free-Form Lens COMFORT

عدسة دقاس كمفورت ديجيتال فري فورم



Anti-Fatigue

حماية العين من الإجهاد

Customized anti-fatigue back surface freeform progressive lens

عدسة مخصصة لحماية العين من الإجهاد بطبقة خلفية فري فورم متدرجة الرؤية



General Benefits

- Help reduce eye fatigue
- Customized design provides clear distance and comfortable near vision
- Inset placement (2.5mm)
- 11mm +0.66 / +1.00 two additions available
- 15mm +0.50 / +0.75 / +1.00 three additions available

مزايا عامة

• تقلل من إجهاد العين.

• تصميم مخصص لرؤية واسعة ومريحة للمسافات القريبة

• مستوى الضبط (2.5 ملم)

• يوفر مقاسين اضافيين 11 ملم +1.00 / +0.66

• يوفر 3 مقاسات اضافية +1.00 / +0.75 / +0.50




Good Choice For

- People who want to reduce eye strain for seeing near and intermediate distance

الإختيار الأفضل لـ:

• تخفيف إجهاد العين من المسافات القريبة والمتوسطة.



Index	1.50	1.55	1.60	1.67	1.74
Corridor Length	11 mm, 15mm				



JUNIOR Digital progressive lens for Junior

عدسات DAGAS جونيور ديجيتال متدرجة الرؤية للصغار

Digital Free-Form Lens

Digital Free-Form Lens

JUNIOR

عدسات DAGAS متدرجة الرؤية
ديجيتال فري فورم للصغار

Back
Surface
Progressive
Lens

عدسة طبقة
خلفية
متدرجة الرؤية

9 ADD Available

9 مقاسات متوفرة

Back surface digital lens helps reduce the onset of myopia

عدسة طبقة خلفية ديجيتال تساعد في تخفيف بدايات قصر النظر

Nearsightedness progress principle
قاعدة الإصابة بقصر النظر

General Benefits

- Reduce the onset of myopia for junior
- Provide clear vision
- Large stable reading area
- 9 ADD available(0.50~2.50)
- Inset placement (2.25mm)

مزايا عامة


- تخفيف عوامل بدء الإصابة بقصر النظر لدى الأطفال .
- توفير رؤية واضحة.
- توفير مساحة واسعة ومستقرة للقراءة.
- متوفر بـ 9 مقاسات (0.50~2.50)
- مستوى الضغط (2.25 ملم)

Good Choice For

- 8~16 ages who want to reduce the onset of myopia

الإختيار المثل

- للأطفال من عمر 8~16 عام للحد من عوامل بدء الإصابة بقصر النظر



Long time short distance work causes out focus on the retina.

تركيز الرؤية من مسافة قريبة لفترات طويلة يسبب انحراف مستوى التركيز في شبكية العين

Nearsightedness results when the eye grows longer.

ينتج قصر النظر عندما يزداد طول العين

To reduce visual fatigue associated with near distance work, lag of accommodation also occurs which means the eyes fail to focus accurately.

Lag of accommodation manifests in growing eyes causes myopia

لتخفيف إجهاد العين المصاحب للعمل من مسافات قريبة، بالإضافة الى تراجع محور التركيز مما يعني أن العين فشلت في التركيز بشكل صحيح.

تراجع محور التركيز الظاهر في العين الطويلة ينتج عنه قصر في النظر.

Index	1.50	1.55	1.60
Corridor Length	10mm		

DAGAS




S.V

Single vision free-form lens for wide vision

عدسات أحادية الرؤية فري فورم لرؤية واسعة

Digital Free-Form Lens



Single Vision S.V

عدسات أحادية الرؤية S.V

Back Surface Aspheric Design

عدسات بتصميم طبقة خلفية اسفيريك

General Benefits

- Optimal match of lens curve to frame curve
- Low distortion on the edge
- Thickness reduction thanks to back surface Aspheric design

مزايا عامة

- المطابقة المثلى من منحنى عدسة لمنحنى الإطار
- الحد من انحراف الرؤية في الحواف.
- سماكة أقل بفضل تصميم طبقة أسفيريك خلفية

Thinner than conventinal lens




Good Choice For

- People who want wide & clear vision


الإختيار المثالي

- لرؤية واضحة وواسعة

- better viewing at every point of the lens
رؤية أفضل في جميع زوايا العدسة



Conventional Lens
عدسة تقليدية



Free-Form Single Vision
عدسة أحادية الرؤية فري فورم

*PT, TR : Photochromic

Index	1.50	1.55	1.60	1.67	1.74	*PT	*TR		
						1.55	1.50	1.60	1.67

DAGAS




DAGAS LENS FITTING CHART

الرسم البياني لتركيب عدسات DAGAS

Digital Free-Form
Lens


D1

عدسات D1



D3

عدسات D3



✗ Corridor Length starts from Eyepoint to The Top of ADD

DAGAS




DAGAS LENS FITTING CHART

الرسم البياني لتركيب عدسات DAGAS

Digital Free-Form
Lens


D7

عدسات D7



SMART

عدسات سمارت



✗ Corridor Length starts from Eyepoint to The Top of ADD

DAGAS



DAGAS LENS FITTING CHART


الرسم البياني لتركيب عدسات

Digital Free-Form
Lens

COMFORT

عدسات كومفورت

- Lens Center مركز العدسة
- Geometric Center المركز الهندسي




11mm

15mm

JUNIOR

عدسات جونيور

- Lens Center مركز العدسة
- Geometric Center المركز الهندسي



✗ Corridor Length starts from Eyepoint to The Top of ADD

DAGAS



GN Front designed progressive lens with wide distance zone

عدسات DAGAS بطبقة أمامية متدرجة الرؤية لرؤية واسعة من المسافات البعيدة

Front Surface
PALs




General Benefits

- Comfortable view in intermediate and near zones
- Provide low distortion in distance zone
- Slumping Mould (Back surface power is accurately surfaced by freeform equipment)
- Inset placement (2.5mm)
- Rapid adaptation
- 3 corridor lengths available

مزايا عامة

- رؤية واضحة للمسافات المتوسطة والقريبة.
- رؤية واضحة من المسافات البعيدة.
- (قالب الضغط) تم اضافة قوة الطبقة الخلفية بدقة إلى سطح العدسة بواسطة معدات فري فورم.
- مستوى الضغط (2.5 ملم)
- تكيف سريع
- متوفر 3 أطول للممر



Good Choice For

- People who want good field of view in every zone

الاختيار المثالي لـ

- لرؤية واضحة من جميع المسافات.



Index	1.55	1.60	1.67
Corridor Length	11mm, 13mm, 15mm	11mm, 13mm, 15mm	13mm, 15mm





DAGAS LENS FITTING CHART

الرسم البياني لتركيب عدسات DAGAS

Front Surface
PALs


GN

عدسات GN

- Lens Center
- Geometric Center

مركز العدسة

المركز الهندسي



※ 1.55/1.60 available for 11mm

www.dmo.co.kr/eng

Excellent Vision



DAEMYUNG OPTICAL



Comfort Vision, Comfort Life

DAGAS

• • • • •



DAEMYUNG OPTICAL

Head Office & Factory

100, Sinilseo-ro 18beon-gil, Daedeok-gu, Daejeon, KOREA
Tel : +82-42-939-1034 FAX : +82-42-939-1005
Email : sales@dmo.co.kr

Ochang Factory

587-20, Gwahaksaneop 2-ro, Ochang-eup, Cheongwon-gu Cheongju-si,
Chungcheongbuk-do, KOREA
Tel : +82-43-240-4000 FAX : +82-43-240-4111

China Factory

No. 137, M10 Road, hangzhou Econormic&Technology Development,
Hangzhou, Zhejiang, P.R.China(310018)
Tel : +86-571-8673-7205 FAX : +86-571-8673-7206

www.dmo.co.kr
www.dmo.co.kr/eng